

# 4 Testiä HbA1C-arvon tarkkailuun

Diabeetikolle suositellaan veren A1C-pitoisuuden mittaamista vähintään kaksi kertaa vuodessa, jos verensokeri on vakaa ja useammin, jos hoitotavoitteet eivät täyty tai hoidossa tapahtuu muutoksia.

A1CNow Self Check testi voidaan tehdä neljännesvuosittain esim. kotona, mikä on kustannustehokkaampaa julkiselle terveydenhuollolle ja mukavampaa diabetespotilaalle itselleen.

Testi mahdollistaa myös terveydenhuollon ammattilaiselle ja potilaalle välittömän kontaktin ja konsultaation.



A1CNow Self Check testi

## Ihanteellinen kotikäyttöön

- Tulos viidessä minuutissa
- Pieni, vain 5 µL verinäyte sormenpäältä
- Ei vaadi huoltoa tai kalibrointia
- Säilytys huoneenlämmössä
- Pieni ja kompakti, toimii paristolla
- Helppo ja nopea käyttää

## Tuloksiin voit luottaa!

NGSP-hyväksytty  
IFCC-jäljitettävä  
CE-merkitty itse suoritettavaan testaukseen  
CLIA-hyväksytty

## Kontrolloi itse diabeteshoitoasi

A1CNow® Self Check testin avulla!



### A1CNow Self Check testin avulla, diabeetikot...

- voivat itse tehdä A1C-testin neljännesvuosittain
- säästävät laboratorio- ja lääkärikäynteihin liittyvää aikaa ja rahaa

### Terveystenhuollon ammattilaiset...

- voivat tehdä testin yhdessä potilaan kanssa ja käydä tulokset ja hoitotavoitteet läpi välittömästi
- saavat enemmän aikaa potilaan kanssa
- -> Itsetestaus parantaa potilastytytyväisyyttä ja edistää terveydenhuollon tavoitteita

### The A1CNow Self Check -testi

NGSP (US/EU)	(REF 3070)
IFCC (UK/SB)	(REF 3071)
NGSP (Non-EU)	(REF 3072)

### Pakkaus sisältää...

- 1 patentoidun A1C analysaattorin
- 4 testikasettia
- 4 lansettia
- 4 kapillaaria & testiliuosta

